BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan tentang Perbedaan Jumlah Eritrosit Terhadap Pemindahan Sampel dengan Melepas Jarum dan Tidak pada Tabung *Vacutainer* K3EDTA sebagai berikut:

- 1. Rerata hasil pemeriksaan jumlah eritrosit pemindahan sampel tanpa melepas jarum pada tabung *vacutainer* K3EDTA adalah 4,40 juta/µl.
- 2. Rerata hasil pemeriksaan jumlah eritrosit pemindahan sampel dengan melepas jarum pada tabung *vacutainer* K3EDTA adalah 4,49 juta/µl.
- Berdasarkan hasil Uji T-Tes Independent menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan anata pemindahan sampel dengan melepas jarum dan tidak pada tabung vacutainer.

5.2 Saran

- 1. Bagi petugas kesehatan yang bekerja di laboratorium untuk pengambilan sampel dengan *vacutainer* diharapkan menggunakan alat yang sesuai, apabila menggunakan spuit pemindahan sampel ke dalam tabung *vacutainer* dibiarkan darah masuk hingga berhenti sendiri.
- 2. Penelitian dapat dilanjutkan dengan cek apusan darah.