

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rerata kelainan Morfologi eritrosit dengan teknik pemindahan sampel melepas jarum adalah 3,90.
2. Rerata kelainan Morfologi eritrosit dengan teknik pemindahan sampel tidak melepas jarum atau disuntikkan adalah 5,30.
3. Hasil perhitungan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelainan morfologi eritrosit dengan teknik pemindahan sampel darah dengan melepas jarum dan tidak melepas jarum atau disuntikkan pada tabung *vacutainer* K3EDTA.

5.2 Saran

Saran bagi petugas laboratorium ketika dalam laboratorium penggunaan tabung *vacutainer* sebaiknya dengan holder dan jarum khusus untuk pengambilan darah menggunakan *vacutainer*. Bagi peneliti sebaiknya lebih jeli dalam pemeriksaan morfologi eritrosit untuk mengurangi kesalahan.

