

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, rerata laju endap darah metode westergren menggunakan double antikoagulan dapat disimpulkan :

1. Rerata laju endap darah metode westergren menggunakan double antikoagulan pada volume 100% yaitu 10.6667 mm/jam
2. Rerata laju endap darah metode westergren menggunakan double antikoagulan pada volume 75% yaitu 11.000 mm/jam
3. Rerata laju endap darah metode westergren menggunakan double antikoagulan pada volume 50% yaitu 11.5000 mm/jam
4. Rerata laju endap darah metode westergren menggunakan Na.Citrat volume 100% yaitu 9.1667 mm/jam.
5. Tidak ada pengaruh hasil laju endap darah metode westergren menggunakan double antikoagulan maupun satu antikoagulan dan tidak ada pengaruh hasil laju endap darah terhadap volume 100% 75% maupun 50% apabila dilihat dari segi statistik.

B. Saran

1. Sebaiknya pemeriksaan laju endap darah metode westergren dilakukan sesuai dengan ketentuan, karena penambahan double antikoagulan dan perbedaan volume tabung akan mengalami sedikit kenaikan pada hasil.
2. Apabila terpaksa dilakukan pemeriksaan laju endap darah metode westergren sebaiknya harus memperhatikan jumlah antikoagulan dan volume sampel darahnya.

