

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

- a. Rata-rata hasil pemeriksaan nilai eritrosit pada penggunaan volume EDTA 40  $\mu\text{l}$  didapatkan hasil 4.79/  $\text{mm}^3$ , EDTA 50  $\mu\text{l}$  sebanyak 4.70/  $\text{mm}^3$  dan penggunaan EDTA 60  $\mu\text{l}$  adalah 4.67/  $\text{mm}^3$ .
- b. Terdapat pengaruh pada pemberian volume antikoagulan EDTA 10% dengan variasi volume 40  $\mu\text{l}$ , 50  $\mu\text{l}$ , dan 60  $\mu\text{l}$  terhadap jumlah eritrosit dengan menggunakan metode otomatis.

#### 5.2 Saran

Untuk pemeriksaan pengaruh variasi volume antikoagulan EDTA 10% terhadap jumlah eritrosit dengan menggunakan metode otomatis sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan teliti sehingga tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan hasil jumlah eritrosit yang palsu atau tidak valid.