BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 1. Kadar trigliserida dengan penggunaan pembendung *sphygmomanometer* secara langsung memiliki rata-rata 123.000 mg/dl.
- 2. Kadar trigliserida dengan penggunaan pembendung *sphygmomanometer* tiga menit memiliki rata-rata 137.3750 mg/dl.
- 3. Ada perbedaan yang bermakna antara kadar trigliserida yang diukur dari darah yang diambil dengan penggunaan pembendung *sphygmomanometer* secara langsung dan tiga menit.

5.2 Saran

- 1. Mengaplikasikan pembendung yaitu kurang dari dua menit untuk menghindarai terjadinya hemokonsentrasi.
- 2. Apabila mengaplikasikan pembendung terlalu lama maka lepaskan pembendung terlebih dahulu selama dua menit, kemudian lakukan pembendungan kembali untuk mencari vena.
- 3. Melakukan penelitian mengenai pengaruh lama waktu penggunaan pembendung *sphygmomsnometer* dengan parameter yang berbeda tetapi masih dalam pemeriksaan lemak.