

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan :

Tidak ada perbedaan bermakna antara perbandingan

hasil Laju Endap Darah menggunakan Tabung Westergren dan menggunakan Tabung Hematokrit.

5.2. Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Lain

1. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan tabung hematokrit yang berbeda atau yang mengandung heparin.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengencer antikoagulan yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya dapat menciptakan skala yang digunakan untuk membaca LED menggunakan tabung hematokrit.

5.2.2 Bagi Analis Kesehatan

1. Dapat menggunakan tabung westergren dan tabung hematokrit untuk melakukan pemeriksaan LED karena tidak ada perbedaan hasil dari kedua tabung tersebut.
2. Dapat menggunakan tabung hematokrit untuk melakukan pemeriksaan LED jika ruang laboratoiumnya terlalu sempit.